




爱吉仁色谱样品瓶产品手册

欢迎来到爱吉仁样品瓶世界

样品瓶, 瓶盖, 隔垫, 样品瓶配件

自动进样瓶及盖垫

GC隔垫, 试管, 压盖器, 针头过滤器



浙江爱吉仁科技股份有限公司,于2009年组建成立,总部位于浙江省衢州市,2017年销售额超过2500万人民币;是国内专业生产色谱分析仪器耗材的国家高新技术企业,品牌“爱吉仁”同时也是浙江省知名商号。产品主要应用在色谱分析检测行业,市场潜力巨大,广泛应用于食品、药品、化工、环境等领域。

爱吉仁目前是国内生产色谱耗材样品瓶盖垫的领导者,公司自成立起即自主研发生产样品瓶盖垫,掌握样品瓶核心生产技术。爱吉仁是“新三板”挂牌企业(证券简称:爱吉仁,证券代码:870935)。公司于2017年开始投建样品瓶及盖垫自动化生产新基地,整个基地占地面积约为15908平方米,预计投资1.12亿人民币,该基地将于2019年正式投产,拓展更大的销售市场。

公司目前拥有25项样品瓶专利生产技术,注册各类爱吉仁系列商标18个,2017年12月再次通过ISO9001:2015版国际质量管理体系认证。



样品瓶车间



GC-MS 实验室



洁净生产线

目录

关于我们	1-4
爱吉仁样品瓶兼容性	5-7
微量样品瓶	8-10
1.5mL 8-425 螺纹样品瓶&内插管	11-13
1.5mL 9mm 短螺纹样品瓶&内插管	14-16
1.5mL 10-425 螺纹样品瓶&内插管	17-18
1.5mL 11mm 卡口样品瓶&内插管	19-21
1.5mL 11mm 钳口样品瓶&内插管	22-24
4mL 13-425 螺纹样品瓶	25-26
18mm 螺纹顶空样品瓶	27-29
20mm 钳口顶空样品瓶	30-31
8mL 12mL 15-425 储存型样品瓶	32-34
20-30-40-60mL 24-400 储存型样品瓶	35-36
40mL 24-400 TOC&吹扫捕集样品瓶	37-38
2-60mL 实心盖&开口盖	39
样品瓶架&压盖器	40
水质消解比色试管	41
样品池和培养管	42
GC进样隔垫, 定制橡胶隔垫常规种类	43
HPLC 针式过滤器	44
爱吉仁样品瓶规格图表	45-46
产品包装	47-48



更好的样品瓶

爱吉仁样品瓶采用优质硼硅酸盐玻璃材质；独特的螺纹设计保证样品瓶的密封性，瓶颈处加工精确以便于机械臂的处理；无粘合剂工艺的引入，使隔垫保持了硅橡胶或者硅胶优良的回弹性能，比胶黏工艺的隔垫更加柔软，可为自动进样器的针头提供更好的保护。



关于品质

- 1.我们拥有业界最严格的SGS认证机构所颁发的ISO9001:2015质量管理认证。
- 2.所有材料均在GMP标准洁净室中生产。
- 3.我们拥有自己的研发中心和质控中心,此外我们还与国内知名大学合作进行材料测试。

优势:

- 拥有经验丰富的技术人员配备研发中心,以完成新的研究和产品开发。
- 可以为客户提供特殊定制和代加工服务。
- 我们的产品可与95%以上的原装进口产品兼容。
- 我们正在寻找合适的合作伙伴作为我们在不同市场的分销商。
- 如果您对我们产品有兴趣,欢迎跟我们联系。




质量管理体系

AIJIREN®



● 为您的应用选择正确的隔垫以保护样品的完整性

为了防止污染、损坏针头和仪器，正确的隔垫选择是至关重要的。



● 隔垫与您的样品和溶剂化学兼容吗？

爱吉仁提供的以下隔垫兼容性信息可作为选择隔垫的指南和参考。对隔垫造成影响的还有溶剂的浓度、温度、分子量和其他因素，下表当中总结了隔垫的化学兼容和不兼容性，爱吉仁建议您仔细查看各种隔垫的化学兼容性以确定哪一种类型的隔垫是最适合您的分析。



隔垫化学兼容性

	PTFE	PTFE /硅橡胶	PTFE /硅橡胶/PTFE	PTFE /红色橡胶	氟橡胶	PTFE /丁基橡胶
乙腈	◆	◆	◆	◆		◆
己烷、庚烷、甲烷	◆		◆	◆	◆	
甲醇	◆	◆	◆	◆		◆
苯	◆		◆		◆	
四氢呋喃	◆		◆			
甲苯	◆		◆			
二甲基甲酰胺DMF	◆	◆	◆			◆
二甲基亚砷DMSO	◆	◆	◆			◆
乙醚	◆	◆	◆			
氯代溶剂二氯甲烷	◆		◆		◆	
乙醇	◆	◆	◆	◆	◆	◆
乙酸	◆	◆	◆			◆
丙酮	◆	◆	◆			
苯酚	◆	◆	◆		◆	◆
环己烷	◆		◆	◆	◆	

* PTFE/硅橡胶/ PTFE隔垫与PTFE隔垫具有相同的化学兼容性,且能减少掉渣的可能。

* 本目录当中的特氟龙指的是PTFE (聚四氟乙烯),如需要其它氟类复合产品请联系我们。

爱吉仁样品瓶的兼容性

生产厂家	自动进样器	8-425 螺纹口	9mm 螺纹口	13-425 螺纹口	11mm 卡口, 钳口	顶空
沃特世	717Plus				◆	
	Acquity	◆	◆		◆	
	Alliance 2690	◆	◆			
	CapLC	◆	◆		◆	
	WISP				◆	
岛津	AOC14/1400	◆	◆		◆	
	AOC-20		◆	◆	◆	
	AOC88/9	◆	◆		◆	带磁性
	AOC-5000	◆	◆		◆	
	HSS-2B/4B					◆
	LC 2010	◆	◆		◆	
	SIL-6A/6B/9A	带法兰				
	SIL-10A,SIL-10Ai,SIL-10xL	◆	◆			
	SIL-HT/10ADVP	◆	◆		◆	
赛默飞/戴安	A-200S/AS 150/800/8000	◆	◆		◆	
	AS 3000/TRACE GC		◆		◆	
	ASI-100	◆	◆		◆	
	SURVEYOR LC	◆	◆		◆	
	TriPlus		◆		◆	
	WPS-3000RS	◆	◆		◆	
	WPS-3000SL	◆	◆		◆	
天美/瓦里安	8034/8035/8100/8200	◆	◆		◆	
	9095/9100	◆	◆		◆	
	CP-84100		◆	◆	◆	
	Genesis					◆
珀金埃尔默	Autosystem GC/XL/AS-2000	◆	◆	◆	◆	
	Claru 500/600		◆		◆	
	HS16/40					◆
	Integral 4000	◆	◆		◆	
	ISS-100/200	◆	◆		◆	
	LC 600, 42 vial tray		◆			
	LC Pillus	◆	◆	◆		
	Turbo Matrix 40/110					◆
CTC Analytics	Combipal		◆	◆	◆	带磁性

爱吉仁样品瓶的兼容性

生产厂家	自动进样器	9mm 螺纹口	13-425 螺纹口	11mm 卡口、钳口	顶空	24-400 螺纹口
Agilent	Agilent 1050	◆		◆		
	Agilent 1090	◆		◆		
	Agilent 1100	◆		◆		
	Agilent 1200	◆		◆		
	Agilent 1260 G1329B	◆		◆		
	Agilent 1290	◆		◆		
	Agilent 79855(A)	◆		◆		
	CTC HTS+HTC PAL	◆		◆	带磁性	
	Agilent 5880	◆		◆		
	Agilent 5890	◆		◆		
	Agilent 6850	◆		◆		
	Agilent 6890	◆		◆		
	Agilent 7673A	◆		◆		
	Agilent 7683A	◆		◆		
	Agilent 7693A	◆	◆			
	Agilent 7820A	◆		◆		
	Agilent 7890A	◆		◆		
	Agilent 7890B	◆		◆		
	CTC GC PAL	◆		◆	带磁性	
	CTC Combi PAL				带磁性	
	Agilent G1888A		◆		◆	
	HS7694		◆		◆	
	Agilent 7695A					◆
	Agilent 7697A					◆
	Tekmar SOLATek 72					◆
	Tekmar AQUATek 70					◆
	Archon Pluge + Trap					◆

什么是7.0 / 5.0型玻璃？

类型	材料	热膨胀系数	特征
7.0	硼硅盐酸玻璃	$(6.2\sim7.5)\times10^{-6}\text{K}^{-1}$ (20~300℃)	经济类型、有竞争力的价格 用于一次性快速测试
5.0	硼硅盐酸玻璃	$\leq5\times10^{-6}\text{K}^{-1}$ (20~300℃)	价钱优惠 用于测试和保存样品

自动进样瓶 1.5mL样品瓶



1.5mL 样品瓶
不同容量的说法



1mL 样品瓶

0.3mL 微量样品瓶, 11.6*32mm, 螺口, 钳口, 卡口



V181



9mm PP 短螺旋微量透明进样瓶



货号	描述	规格(盒)
V181	1mL透明玻璃进样瓶及配套PE按盖 8.2*40mm	100
VP91	0.3mL PP 短螺旋微量透明进样瓶 11.6*32mm	100
VP93	0.3mL PP 短螺旋微量棕色进样瓶 11.6*32mm	100
VP101	0.3mL PP 钳口卡口微量透明进样瓶 11.6*32mm	100
VP103	0.3mL PP 钳口卡口微量棕色进样瓶 11.6*32mm	100



VP103 包装盒



11mm PP 卡口微量瓶

0.3mL 短螺纹融合型微量样品瓶



VL913



VL923



VL935



VL945

货号	描述	规格(盒)
VL913	300uL 透明短螺纹融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL923	300uL 透明短螺纹融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL935	300uL 棕色短螺纹融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL945	300uL 棕色短螺纹融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL1113	300uL 透明钳口融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL1123	300uL 透明钳口融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL1135	300uL 棕色钳口融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100
VL1145	300uL 棕色钳口融合型微量样品瓶 11.6*32mm	100



VL1113



VL1123



VL1135



VL1145

8-425 2mL 小口螺纹样品瓶



V813



V823



V835



V845

货号	描述	规格(盒)
V817	2mL 透明螺旋口样品瓶	11.6*32mm 100
V827	2mL 透明螺旋口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 100
V837	2mL 棕色螺旋口样品瓶	11.6*32mm 100
V847	2mL 棕色螺旋口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 100
V813	2mL 透明螺旋口样品瓶	11.6*32mm 一级水解玻璃 100
V823	2mL 透明螺旋口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 一级水解玻璃 100
V835	2mL 棕色螺旋口样品瓶	11.6*32mm 一级水解玻璃 100
V845	2mL 棕色螺旋口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 一级水解玻璃 100



8-425 盖垫组合包装



8-425 盖垫包装
样品瓶包装类型: NP1

8-425带盖垫螺纹开口盖



货号	描述	规格(包)
S81	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
S82	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
S83	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
S811	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
S822	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
S844	预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 8 \times 1.5\text{mm}$	100
C81	黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm $\Phi 8\text{mm}$	100
C82	黑色实心聚丙烯螺旋盖 $\Phi 8\text{mm}$	100
C83	白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm $\Phi 8\text{mm}$	100
SC8181	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm	100
SC8281	红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 8mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm	100
SC8381	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫, 8mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm	100
SC81181	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm	100
SC8182	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm黑色实心聚丙烯螺旋盖	100
SC8183	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔5.5mm	100

适用于8-425的内插管



IP150



IV150



I250

货号	描述	规格(盒)
IP150	150uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5mm, 配套于2mL 8-425样品瓶	100
IP150-I	经济款 150uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5mm, 配套于2mL8-425样品瓶	100
IV150	150uL 圆锥形 内插管 31*5mm, 配套于2mL 8-425样品瓶	100
IV150-I	经济款 150uL 圆锥形 内插管 31*5mm, 配套于2mL8-425样品瓶	100
I250	250uL 玻璃平底内插管 31*5mm, 配套于2mL 8-425样品瓶	100



IP150 包装盒



IP150-I 经济款包装

9mm 2mL 广口短螺纹样品瓶



V913



V923



V935



V945

货号	描述	规格(盒)
V917	2mL 透明短螺纹广口样品瓶	11.6*32mm 100
V927	2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 100
V937	2mL 棕色短螺纹广口样品瓶	11.6*32mm 100
V947	2mL 棕色短螺纹广口样品瓶 带书写处	11.6*32mm 100
V913	2mL 透明短螺纹广口样品瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V923	2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V935	2mL 棕色短螺纹广口样品瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V945	2mL 棕色短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
VR913	9mm透明高回收螺口样品瓶, 30μL储液槽, 一级水解玻璃	100
VR935	9mm棕色高回收螺口样品瓶, 30μL储液槽, 一级水解玻璃	100
VP923	2mL PP透明短螺旋进样瓶 带刻度	11.6*32mm 100
VP945	2mL PP棕色短螺旋进样瓶 带刻度	11.6*32mm 100



V927



VP923




VR913



VR935



9mm短螺纹盖垫



货号	描述	规格(包)
S91	白色特氟龙/红色硅胶隔垫	Φ9*1mm 100
S92	红色特氟龙/白色硅胶隔垫	Φ9*1mm 100
S93	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫	Φ9*1mm 100
S944	预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫	Φ9*1mm 100
SX944	十字预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫	Φ9*1mm 100
C91	蓝色短螺纹开口聚丙烯瓶盖 中心孔6mm	Φ9mm 100
C92	蓝色短螺纹实心聚丙烯瓶盖	Φ9mm 100
C93	黑色短螺纹开口聚丙烯瓶盖 中心孔6mm	Φ9mm 100
C95	红色短螺纹开口聚丙烯瓶盖 中心孔6mm	Φ9mm 100
C97	黄色短螺纹开口聚丙烯瓶盖 中心孔6mm	Φ9mm 100
SC9191	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm	100
SC91191	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm	100
SC9291	红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm	100
SC92291	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm	100
SC9391	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm	100

不同的隔垫和盖子可以互相组装

货号	描述	规格(包)
SC9192	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹实心盖	100
SC9194	蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm黑色短螺纹实心盖	100
SC9196	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm红色短螺纹实心盖	100
SC9198	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm黄色短螺纹实心盖	100
B-SC9291	透明特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 键合一体盖垫	100
B-SC92291	预切口透明特氟龙/白色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 键合一体盖垫	100

应用于9mm短螺纹样品瓶的微量内插管



货号	描述	规格(盒)
IP250	250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2mL 9mm样品瓶	100
IP250-I	经济款 250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2ml 9mm样品瓶	100
IV250	250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 9mm样品瓶	100
IV250-I	经济款 250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 9mm样品瓶	100
I300	300uL 玻璃平底内插管 31*6mm, 配套于2mL 9mm样品瓶	100

9mm 样品瓶 包装类型



9mm 样品瓶PP盒

9mm 样品瓶盖垫
二合一组合包装

V945 NP3 包装盒

V945 NP1 包装盒

www.aijiren.cn | Aijiren, Inc.
www.aijirenvial.com



leon.zheng@ aijirenvial.com
联系我们

10-425宽口螺纹样品瓶



VN1013



VN1023



VN1035



VN1045

货号	描述	规格(盒)
VN1013	2mL 透明宽口螺纹样品瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
VN1023	2mL 透明宽口螺纹样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
VN1035	2mL 棕色宽口螺纹样品瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
VN1045	2mL 棕色宽口螺纹样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100



10-425 样品瓶普通包装



10-425 样品瓶和盖垫组合包装 NP3

10-425宽口螺纹盖垫



SNC102101



SNC101101

货号	描述	规格(包)
SN101	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 10 \times 1.5\text{mm}$	100
SN102	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 10 \times 1.5\text{mm}$	100
SNC101101	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 10mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔7mm	100

SNC102101 红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 10mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔7mm 100

适用于10-425的内插管



IP250



IV250



I300

货号	描述	规格(盒)
IP250	250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于10-425样品瓶	100
IP250-I	经济款 250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于10-425样品瓶	100
IV250	250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于10-425样品瓶	100
IV250-I	经济款 250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于10-425样品瓶	100
I300	300uL 玻璃平底内插管 31*6mm, 配套于10-425样品瓶	100

11mm 2mL 卡口样品瓶(也可配套钳口盖使用)



V1013



V1023



V1035



V1045

货号	描述	规格(盒)
V1017	2mL 透明钳口卡口瓶 11.6*32mm	100
V1027	2mL 透明钳口卡口瓶 带书写处 11.6*32mm	100
V1013	2mL 透明钳口卡口瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V1023	2mL 透明钳口卡口瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V1035	2mL 棕色钳口卡口瓶 11.6*32mm 一级水解玻璃	100
V1045	2mL 棕色钳口卡口瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃	100



11mm 卡口样品瓶&盖垫 包装



11mm 卡口盖垫组合包装

11mm 卡口盖垫组合



SC101101



SC101103



SC104101



SC102102

货号	描述	规格(盒)
S101	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S102	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S103	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S104	蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S1011	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S1022	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S1044	预切口蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
C101	本色聚乙烯卡口开口盖, 中心孔为6mm $\Phi 11\text{mm}$	100
C102	蓝色聚乙烯卡口开口盖, 中心孔为6mm $\Phi 11\text{mm}$	100
C103	红色聚乙烯卡口开口盖, 中心孔为6mm $\Phi 11\text{mm}$	100
SC101101	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 11mm本色聚乙烯卡口开口盖 中心孔6mm	100
SC102101	红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 11mm本色聚乙烯卡口开口盖 中心孔6mm	100
SC103101	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫, 11mm本色聚乙烯卡口开口盖 中心孔6mm	100
SC104101	蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫, 11mm本色聚乙烯卡口开口盖 中心孔6mm	100
SC1011101	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 11mm本色聚乙烯卡口开口盖 中心孔6mm	100

适用于11mm卡口样品瓶的内插管



IP250



IV250



I300

货号	描述	规格(盒)
IP250	250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2mL 11mm卡口样品瓶	100
IP250-I	经济款 250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2mL 11mm卡口样品瓶	100
IV250	250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm卡口样品瓶	100
IV250-I	经济款 250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm卡口样品瓶	100
I300	300uL 玻璃平底内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm卡口样品瓶	100



IP250 包装



IP250-I 经济款包装

11mm 2mL 钳口样品瓶



V1113



V1123



V1135



V1145

货号	描述			规格(盒)
V1117	2mL 透明钳口样品瓶	11.6*32mm		100
V1127	2mL 透明钳口样品瓶 带书写处	11.6*32mm		100
V1137	2mL 棕色钳口样品瓶	11.6*32mm		100
V1147	2mL 棕色钳口样品瓶 带书写处	11.6*32mm		100
V1113	2mL 透明钳口样品瓶	11.6*32mm	一级水解玻璃	100
V1123	2mL 透明钳口样品瓶 带书写处	11.6*32mm	一级水解玻璃	100
V1135	2mL 棕色钳口样品瓶	11.6*32mm	一级水解玻璃	100
V1145	2mL 棕色钳口样品瓶 带书写处	11.6*32mm	一级水解玻璃	100




11mm钳口样品瓶盖垫
二合一组合包装



11mm 钳口瓶&盖垫 包装
样品瓶包装类型: NP3



11mm 钳口盖垫组合



SC111111



SC113111



SC115111

货号	描述	规格(包)
S111	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S113	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S115	透明特氟龙/红色橡胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
S1111	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 11*1\text{mm}$	100
C111	银色开口铝盖 中心孔5.5mm $\Phi 11\text{mm}$	100
C112	红色开口铝盖 中心孔5.5mm $\Phi 11\text{mm}$	100
SC111111	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 11mm银色开口铝盖 中心孔5.5mm	100
SC113111	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫, 11mm银色开口铝盖 中心孔5.5mm	100
SC115111	透明特氟龙/红色橡胶隔垫, 11mm银色开口铝盖 中心孔5.5mm	100
SC1111111	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 11mm银色开口铝盖 中心孔5.5mm	100



11mm 钳口盖垫包装

适用于11mm钳口的内插管



I300



IP250



IV250

货号	描述	规格(盒)
IP250	250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2mL 11mm钳口样品瓶	100
IP250-I	经济款 250uL 圆锥形 带塑料支脚内插管 29*5.7mm, 配套于2mL 11mm钳口样品瓶	100
IV250	250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm钳口样品瓶	100
IV250-I	经济款 250uL 圆锥形 内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm钳口样品瓶	100
I300	300uL 玻璃平底内插管 31*6mm, 配套于2mL 11mm钳口样品瓶	100



IP250 包装



IP250-I 经济款包装



13-425 4mL 螺纹样品瓶



V1317



V1327



V1335



V1345

货号	描述	规格(盒)
V1317	4mL 透明螺口样品瓶	14.5*45mm 100
V1327	4mL 透明螺口样品瓶 带书写处	14.5*45mm 100
V1335	4mL 棕色螺口样品瓶	14.5*45mm 一级水解玻璃 100
V1345	4mL 棕色螺口样品瓶 带书写处	14.5*45mm 一级水解玻璃 100




13-425 样品瓶&盖垫 包装




13-425样品瓶&盖垫 包装

13-425 样品瓶盖垫



SC131131



SC133131



SC132131



SC134132

货号	描述	规格(包)
S131	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\Phi 13 \times 1.5\text{mm}$	100
S132	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 13 \times 1.5\text{mm}$	100
S133	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫 $\Phi 13 \times 1.5\text{mm}$	100
S134	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 $\Phi 13 \times 1.5\text{mm}$	100
C131	黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm $\Phi 13\text{mm}$	100
C132	黑色实心聚丙烯盖 $\Phi 13\text{mm}$	100
SC131131	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm	100
SC132131	红色特氟龙/白色硅胶隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm	100
SC133131	红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm	100
SC134131	本色特氟龙/本色硅胶隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm	100
SC134132	本色特氟龙/本色硅胶隔垫, 13mm黑色实心聚丙烯盖	100
SC1311131	预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 中心孔8.5mm	100



顶空样品瓶

6-20mL 样品瓶



类型:

18mm 螺纹

10-20mL 顶空样品瓶

20mm 钳口

6-20mL 顶空样品瓶



18mm 精密螺纹顶空瓶



VA101



VA201



VA1035



VA2035

货号	描述	规格(盒)
VA101	10mL 透明精密螺纹顶空瓶, 圆底 22.5*46mm 一级水解玻璃	100
VA201	20mL 透明精密螺纹顶空瓶, 圆底 22.5*75.5mm 一级水解玻璃	100
VA1035	10mL 棕色精密螺纹顶空瓶, 圆底 22.5*46mm 一级水解玻璃	100
VA2035	20mL 棕色精密螺纹顶空瓶, 圆底 22.5*75.5mm 一级水解玻璃	100
VA2023	20mL 透明精密螺纹顶空瓶,带书写处, 圆底 22.5*75mm 一级水解玻璃	100



20mL 棕色精密螺纹顶空样品瓶&盖垫包装



18mm 螺纹顶空盖垫组合



SACA002-II



SACA003-II



SACA004

货号	描述	规格(盒)
SA001	蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫	Φ17.5*1.5mm 100
SA002-II	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 易穿刺类型垫片	Φ17.5*1.3mm 100
SA003-II	白色特氟龙/蓝色透明硅胶隔垫 易穿刺类型垫片	Φ17.5*1.3mm 100
SA004	灰色特氟龙/红色丁基橡胶 特殊应用垫片	Φ17.5*1.6mm 100
CA001	银色磁性金属盖, 短螺纹 中心孔8mm	Φ17.5mm 100
SACA001	蓝色特氟龙/白色硅胶隔垫, 18mm银色磁性金属盖 中心孔8mm	100
SACA002-II	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 17.5X1.3mm, 18mm银色磁性金属盖 中心孔8mm	100
SACA003-II	白色特氟龙/蓝色透明硅胶隔垫 17.5X1.3mm, 18mm银色磁性金属盖 中心孔8mm	100
SACA004	灰色特氟龙/红色丁基橡胶 17.5X1.6mm, 18mm银色磁性金属盖 中心孔8mm	100



SACA001



SACA001包装

20mm 钳口顶空瓶



VH0613

VH1017
VH1013

VHR1017

VH2017
VH2013VHR2017
VHR2013

货号	描述	规格(盒)
VH0613	6mL 钳口顶空瓶, 平底 22*38mm 一级水解玻璃	100
VH1017	10mL 透明钳口顶空瓶, 平底 22.5*46mm	100
VHR1017	10mL 透明钳口顶空瓶, 圆底 22.5*46mm	100
VH1013	10mL 透明钳口顶空瓶, 平底 22.5*46mm 一级水解玻璃	100
VH1035	10mL 棕色钳口顶空瓶, 平底 22.5*46mm 一级水解玻璃	100
VH2017	20mL 透明钳口顶空瓶, 平底 22.5*75.5mm	100
VHR2017	20mL 透明钳口顶空瓶, 圆底 22.8*75.5mm	100
VHR2017-I	20mL 透明钳口顶空瓶, 圆底 22.5*75.5mm (瓶口与VH2017一致)	100
VH2013	20mL 透明钳口顶空瓶, 平底 22.5*75.5mm 一级水解玻璃	100
VHR2013	20mL 透明钳口顶空瓶, 圆底 22.8*75.5mm 一级水解玻璃	100
VH2035	20mL 棕色钳口顶空瓶, 平底 22.5*75.5mm 一级水解玻璃	100
VHR2035	20mL 棕色钳口顶空瓶, 圆底 22.5*75.5mm 一级水解玻璃	100
VH2023	20mL 透明钳口顶空瓶, 带书写处, 平底 22.5*75mm 一级水解玻璃	100
VHR2023	20mL 透明钳口顶空瓶, 带书写处, 圆底 22.8*75mm 一级水解玻璃	100

20mm钳口盖垫组合



MS206



SC201201



SC209204



SBC201202



SC208201(低流失)



MS207



SCS201201



SBC203203



20mm 盖子 罐装

货号	描述	规格(包)
S201	白色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
S202	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
S203	白色特氟龙/蓝色硅胶隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
S204	本色特氟龙/黄色硅胶隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
S205	本色特氟龙/蓝色硅胶隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
MS206	灰色特氟龙/模制丁基隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
MS207	灰色特氟龙/膜制药用丁基隔垫 $\Phi 20 \times 3\text{mm}$	100
C201	银色开口铝盖 中心孔9.5mm $\Phi 20\text{mm}$	100
BC202	银色磁性开口铝盖 中心孔10mm $\Phi 20\text{mm}$	100
SC201201	白色特氟龙/白色硅胶隔垫, 20mm银色开口铝盖 中心孔9.5mm	100
SCS201201	白色特氟龙/白色硅胶隔垫, 20mm银色开口安全铝盖	100
SC209204	白色特氟龙/蓝色透明硅胶隔垫, 20mm银色开口铝盖 中心孔10mm (万通专用)	100
SBC201202	白色特氟龙/白色硅胶隔垫, 20mm银色磁性开口铝盖 中心孔8mm	100

如您需要不同颜色隔垫, 不同颜色的帽子, 更多详细类型请咨询爱吉仁

存储型样品瓶

8-60mL



环境分析瓶,存储样品瓶

15-425 螺纹

8-12mL 样品瓶

24-400 螺纹

20-60mL 样品瓶

24-400 40mL

吹扫捕集样品瓶

24-400 螺纹

40mL TOC 样品瓶



V4015



V4025



V4035



V4045

15-425 盖垫组合



SC151151



SC154152

货号	描述	规格(包)
S151	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$	100
S152	红色特氟龙/白色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$	100
S154	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$	100
C151	黑色开口聚丙烯盖 开孔盖 $\phi 15\text{mm}$	100
C152	黑色实心聚丙烯盖 $\phi 15\text{mm}$	100
SC151151	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$, 15mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔9mm	100
SC152151	红色特氟龙/黑色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$, 15mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔9mm	100
SC154152	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 $\phi 13.5 \times 1.5\text{mm}$, 15mm黑色实心聚丙烯螺旋盖	100



15-425盖垫组合包装

15-425 8-12mL 螺纹样品瓶、储存瓶



V0817



V1217



V0837



V1237

货号	描述	规格(盒)
V0817	8mL 透明螺口样品瓶 15-425 16.6*60mm	100
V1217	12mL 透明螺口样品瓶 15-425 18.5*65mm	100
V0837	8mL 棕色螺口样品瓶 15-425 16.6*60mm	100
V1237	12mL 棕色螺口样品瓶 15-425 18.5*65mm	100



8mL 透明 15-425 螺纹样品瓶包装

24-400螺纹样品瓶, PP盖子和隔垫, EPA存储型样品瓶

大容量样品瓶常作为实验室存储标准样品使用, 故也称为存储瓶




货号	描述			规格(盒)
V2017	20mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*57mm,	7.0 type	100
V2015	20mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*57mm,	5.0 type	
V2027	20mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*57mm,	7.0 type	100
V2035	20mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*57mm,	5.0 type	
V3017	30mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*75mm	7.0 type	100
V3015	30mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*75mm	5.0 type	
V3027	30mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*75mm	7.0 type	100
V3035	30mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*75mm	5.0 type	
V4017	40mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*95mm	7.0 type	100
V4015	40mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*95mm	5.0 type	
V4027	40mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*95mm	7.0 type	100
V4035	40mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*95mm	5.0 type	
V6017	60mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*140mm	7.0 type	100
V6015	60mL 透明螺旋口存储瓶	27.5*140mm	5.0 type	
V6027	60mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*140mm	7.0 type	100
V6035	60mL 棕色螺旋口存储瓶	27.5*140mm	5.0 type	

上述样品瓶可带书写与刻度, 详情咨询爱吉仁客服

24-400螺口盖垫组合



SC221221



SC221223



SC221225

货号	描述	规格(包)
S221-I	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 $\Phi 22*3\text{mm}$	100
S223	灰色特氟龙/红色橡胶隔垫/灰色特氟龙 $\Phi 22*3\text{mm}$	100
C221	白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm $\Phi 22\text{mm}$	100
C222	白色实心聚丙烯螺旋盖 $\Phi 22\text{mm}$	100
C223	黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm $\Phi 22\text{mm}$	100
C224	黑色实心聚丙烯螺旋盖 $\Phi 22\text{mm}$	100
C225	红色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm $\Phi 22\text{mm}$	100
SC221221	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm	100
SC221222	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm白色实心聚丙烯螺旋盖	100
SC221223	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm	100
SC221224	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm黑色实心聚丙烯螺旋盖	100
SC221225	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm红色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm	100



24-400 盖垫组合包装

24-400 储存型样品瓶, PP 盖垫, 40mL TOC 样品瓶

吹扫捕集样品瓶 一级水解玻璃

注意: 常规出厂的产品不做预清洗, 对于严苛的ppb要求, 建议客户在检测前对样品瓶进行预清洗。
在预清洗后, 产品可应用于TOC分析。

适用的仪器品牌: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.



V4015



V4025



V4035



V4045

货号	描述	规格(盒)
V4015	40mL 24-400 透明螺纹口存储瓶, 27*95mm, 5.0 type 吹扫捕集样品瓶, TOC样品瓶.	100
V4025	40mL 24-400 透明螺纹口存储瓶, 带书写刻度, 27*95mm, 5.0 type 吹扫捕集样品瓶, TOC样品瓶.	100
V4035	40mL 24-400 棕色螺纹口存储瓶, 27*95mm, 5.0 type 吹扫捕集样品瓶, TOC样品瓶.	100
V4045	40mL 24-400 棕色螺纹口存储瓶, 带书写刻度, 27*95mm, 5.0 type 吹扫捕集样品瓶, TOC样品瓶.	100



吹扫捕集样品瓶包装

24-400 盖垫组合 吹扫捕集瓶盖

TOC 用盖垫组合,低流失

适用仪器品牌: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.



SC228221



B-SC228221



SC223222



SC228225

货号	描述	规格(包)
S228	米黄色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 低流失隔垫	100
TOC	用于防止灰尘附着隔垫用的聚乙烯防尘盖, 配套与24-400样品瓶	100
C221	白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm Φ24mm	100
C222	白色实心聚丙烯螺旋盖 Φ22mm	100
C225	红色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm Φ22mm	100
SC228221	24-400 米黄色特氟龙/本色硅胶隔垫, 22*3mm, 22mm白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm,低流失	100
B-SC228221	24-400 米黄色特氟龙/白色硅胶隔垫, 22*3mm, 22mm白色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm,键合盖垫, 低流失	100
SC223222	24-400 灰色特氟龙/红色橡胶/灰色特氟龙隔垫, 22*3mm, 22mm白色实心聚丙烯螺旋盖, 低流失	100
SC228225	24-400 米黄色特氟龙/本色硅胶隔垫, 22*3mm, 22mm 红色开口聚丙烯螺旋盖 中心孔15mm,低流失	100



2-60mL 实心盖和开口盖



SC8182



SC9192



SC134132



SC154152



SC151151



SC221221



SC221222




SC221223



SC221224

货号	描述	规格(包)
SC8181	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 适应规格:1.5mL	100
SC8182	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 8mm黑色实心聚丙烯螺旋盖 适应规格:1.5mL	100
SC9191	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹开口盖 适应规格:1.5mL	100
SC9192	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 9mm蓝色短螺纹实心盖 适应规格:1.5mL	100
SC131131	白色特氟龙/红色硅胶隔垫, 13mm黑色开口聚丙烯盖 适应规格:4mL	100
SC134132	本色特氟龙/本色硅胶隔垫, 13mm黑色实心聚丙烯盖 适应规格:4mL	100
SC151151	白色特氟龙/红色硅胶隔垫 13.5*1.5mm, 15mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 适应规格:8-12mL	100
SC154152	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 13.5*1.5mm, 15mm黑色实心聚丙烯螺旋盖 适应规格:8-12mL	100
SC221221	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm白色开口聚丙烯螺旋盖 适用规格:20-60mL	100
SC221222	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm白色实心聚丙烯螺旋盖 适用规格:20-60mL	100
SC221223	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm黑色开口聚丙烯螺旋盖 适用规格:20-60mL	100
SC221224	本色特氟龙/本色硅胶隔垫 22*3mm, 22mm黑色实心聚丙烯螺旋盖 适用规格:20-60mL	100

样品瓶瓶架



RV001&RV002 样品瓶瓶架

货号	描述	规格(盒)
RV001	1.5mL专用样品瓶架 50孔聚丙烯材质 蓝色	1
RV002	4mL专用样品瓶架 50孔聚丙烯材质 蓝色	1

压盖器



AJRC20



AJRC11-II



AJRC20-II



AJRC20-W

货号	描述	规格(盒)
AJRC20	20mm 钳口顶空瓶手动压盖器	1
AJRC11-II	2016款 11mm钳口顶空瓶手动压盖器	1
AJRC20-II	2016款 20mm钳口顶空瓶手动压盖器	1
AJRC11-W	经济款 11mm 钳口顶空瓶手动压盖器	1
AJRC20-W	经济款 20mm 钳口顶空瓶手动压盖器	1
AJRD11-W	11mm 钳口顶空瓶手动启盖器	1
AJRD20-W	20mm 钳口顶空瓶手动启盖器	1

16mm消解比色试管 (适用于水质仪器)



平底试管



圆底试管

货号	描述	规格(盒)
COD-SC	蓝色特氟龙密封隔垫, 13mm白色实心聚碳酸酯螺旋盖 配套于 12mL消解比色试管	100
COD-SC-I	灰色特氟龙密封隔垫, 12mm白色实心聚碳酸酯螺旋盖 配套于 10mL 消解比色试管	100
COD-V50	12mL 透明水质消解比色试管 16x100mm 圆底 一级水解玻璃(中性料)	100
COD-VF50	12mL 透明水质消解比色试管 16x100mm 平底 一级水解玻璃(中性料)	100
COD-VF50-90	10mL 透明水质消解比色试管 16x90mm 平底 一级水解玻璃(中性料) (罗维邦螺纹)	100
COD-V50-125	12mL 透明水质消解比色试管 16x125mm 圆底 一级水解玻璃(中性料)	100
COD-V50-150	18mL 透明水质消解比色试管 16x150mm 圆底 一级水解玻璃(中性料)	100



25 包装盒



100 包装盒

25mm 浊度测试管, 样品池 瓶盖垫 6个装



FTU-VF50-60



FTU-VF50-60

货号	描述	规格(盒)
FTU-VF50-60	20mL 透明浊度测试管, 样品池, 25x60mm	6
FTU-VF50-95	30mL 透明浊度测试管, 样品池, 25x95mm	6

13&16mm 培养管



货号	描述	规格(盒)
CT-F13-SC	特氟龙垫片, 黑色螺纹实心盖, 适用于 13mm 培养管	100
CT-F16-SC	特氟龙垫片, 黑色螺纹实心盖, 适用于 16mm 培养管	100
CT-F13-V50	8mL 螺口培养管, 13X100mm, 带书写	100
CT-F16-V51	10mL 螺口培养管, 16X100mm, 不带书写	100
CT-F16-V51-125	12mL 螺口培养管, 16X125mm, 不带书写	100
CT-F16-V51-150	15mL 螺口培养管, 16X150mm, 不带书写	100

GC隔垫



GCS01



GCS02

货号	描述	规格(包)
GCS01	岛津GC 棕色 手动进样T形垫 直径5.5*7mm 高度7.5mm 耐温度340度	25
GCS02	气相色谱分GC 绿色 进样隔垫 $\Phi 11*3$ mm 耐温度250度	25

定制隔垫



氟橡胶/特氟龙



三元乙丙橡胶/特氟龙



天然橡胶/特氟龙



丁基橡胶/特氟龙

HPLC 针头过滤器



13&25mm

货号	描述	规格(罐)
FN1322	尼龙针头过滤器 Nylon 13mm 0.22μm	100
FN1345	尼龙针头过滤器 Nylon 13mm 0.45μm	
FN2522	尼龙针头过滤器 Nylon 25mm 0.22μm	100
FN2545	尼龙针头过滤器 Nylon 25mm 0.45μm	
FF1322	聚偏氟乙烯针头过滤器 PVDF 13mm 0.22μm	100
FF1345	聚偏氟乙烯针头过滤器 PVDF 13mm 0.45μm	
FF2522	聚偏氟乙烯针头过滤器 PVDF 25mm 0.22μm	100
FF2545	聚偏氟乙烯针头过滤器 PVDF 25mm 0.45μm	
FE1322I	亲水聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 13mm 0.22μm	100
FE1345I	亲水聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 13mm 0.45μm	
FE2522I	亲水聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 25mm 0.22μm	100
FE2545I	亲水聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 25mm 0.45μm	
FE1322	聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 13mm 0.22μm	100
FE1345	聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 13mm 0.45μm	
FE2522	聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 25mm 0.22μm	100
FE2545	聚四氟乙烯针头过滤器 PTFE 25mm 0.45μm	
FS1322	聚醚砜针头过滤器 PES 13mm 0.22μm	100
FS1345	聚醚砜针头过滤器 PES 13mm 0.45μm	
FS2522	聚醚砜针头过滤器 PES 25mm 0.22μm	100
FS2545	聚醚砜针头过滤器 PES 25mm 0.45μm	
FM1322	混合纤维素针头过滤器 MCE 13mm 0.22μm	100
FM1345	混合纤维素针头过滤器 MCE 13mm 0.45μm	
FM2522	混合纤维素针头过滤器 MCE 25mm 0.22μm	100
FM2545	混合纤维素针头过滤器 MCE 25mm 0.45μm	
FP1322	聚丙烯滤头针头过滤器 PP 13mm 0.22μm	100
FP1345	聚丙烯滤头针头过滤器 PP 13mm 0.45μm	
FP2522	聚丙烯滤头针头过滤器 PP 25mm 0.22μm	100
FP2545	聚丙烯滤头针头过滤器 PP 25mm 0.45μm	
FC1322	醋酸纤维素针头过滤器 CA 13mm 0.22μm	100
FC1345	醋酸纤维素针头过滤器 CA 13mm 0.45μm	
FC2522	醋酸纤维素针头过滤器 CA 25mm 0.22μm	100
FC2545	醋酸纤维素针头过滤器 CA 25mm 0.45μm	

8-425 螺纹



尺寸(mm)	11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
推荐容量(mL)	1.5	1.5	1.5	1.5
货号	V817 V813	V827 V823	V837 V835	V847 V845

9mm 螺纹




11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
1.5	1.5	1.5	1.5	0.25
V917 V913	V927 V923	V937 V935	V947 V945	VL913

10-425 螺纹




尺寸(mm)	11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
推荐容量(mL)	1.5	1.5	1.5	1.5
货号	VN1013	VN1023	VN1035	VN1045

11mm 卡口



11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
1.5	1.5	1.5	1.5
V1017 V1013	V1027 V1023	V1035	V1045

11mm 钳口




尺寸(mm)	11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
推荐容量(mL)	1.5	1.5	1.5	1.5
货号	V1117 V1113	V1127 V1123	V1137 V1135	V1147 V1145




11.6X32
0.25
VL1113

内插管



5X29	5X31	6X29	6X31	6X31
0.17	0.25	0.25	0.3	0.4
IP150	I250	IP250	IV250	I300
残留量 <1μL	<12μL	<1μL	<4μL	<25μL

PP微量样品瓶




11.6X32	11.6X32	11.6X32	11.6X32
0.3	0.3	0.3	0.3
VP91	VP93	VP101	VP103
残留量 <1μL	<1μL	<1μL	<1μL

15-425 螺纹样品瓶




16.6X60	16.6X60	18.5X65	18.5X65
8	8	12	12
V0817	V0837	V1217	

13-425 螺纹样品瓶



14.5X45	14.5X45	14.5X45	14.5X45
4	4	4	4
V1317	V1327	V1335	V1345

18mm 螺纹顶空样品瓶



20mm 钳口顶空样品瓶



尺寸(mm)
最大容量(mL)
推荐容量(mL)
货号

22.5X46
10
<8
VA101
VA1035

22.5X75.5
20
<16
VA201
VA2035


22X38
6
<4
VH0613

22.5X46
10
<8
VH1017
VH1013
VH1035

22.5X75.5
20
<16
VH2017
VH2013
VH2035

22.8X75.5
20
<16
VHR2013
VHR2035

24-400 EPA 储存瓶



尺寸(mm)
最大容量(mL)
推荐容量(mL)
货号

27.5X57
20
18
V2017/V2015
V2027/V2035

27.5X75
30
27
V3017/V3015
V3027/V3035

27.5X95
40
36
V4017/V4015
V4027/V4035

27.5X140
60
54
V6017/V6015
V6027/V6035

1.5mL 样品瓶包装



1.5mL PP包装盒



1.5mL NP3包装



1.5mL NP2包装



1.5mL NP1包装



1.5mL 盖垫组合包装



9mm 样品瓶盖垫
二合一组合包装



平底内插管包装



锥形内插管包装



锥形内插管经济款包装

4-12mL 样品瓶包装(13-425,15-425)



4mL 样品瓶包装



13-425 盖垫组合包装

20mm 钳口顶空瓶包装



6mL 顶空样品瓶包装



10mL 顶空样品瓶包装



20mL 顶空样品瓶包装

★备注:



默认包装



新包装

18mm 螺纹顶空样品瓶包装



10mL 顶空样品瓶包装



20mL 顶空样品瓶包装

顶空盖垫组合包装



18mm 螺纹盖垫包装



18mm 螺纹盖垫包装



20mm 钳口盖垫包装



20mm 钳口盖垫包装

24-400 螺纹样品瓶包装



20-30-40-60mL
储存瓶包装



40mL TOC
样品瓶包装



24-400 盖垫包装

★备注:



默认包装



新包装



leon.zheng@ aijirenvial.com
联系我们

www.aijiren.cn | Aijiren, Inc.
www.aijirenvial.com



浙江爱吉仁科技股份有限公司

公司地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路10号

电 话：0570-8061097

邮 箱：leon.zheng@aijirenvial.com

